


PHILIPS

Bevochtigingsfilter

FY3446/30



Altijd gezonde lucht

NanoCloud-technologie met hygiënische bevochtiging

Het filter van de Philips-luchtbevochtiger zorgt voor voldoende waterabsorptie en efficiënte verdamping

Hygiënisch bevochtigen

- Voldoende efficiënte verdamping

Kenmerken

Voldoende efficiënte verdamping

Dit 30 mm dikke filter is gemaakt van PET-materiaal, met gemiddeld 6 kleine gaatjes per cm² en in totaal 56.100 kleine gaatjes. Een

uitgevouwen oppervlak van 9350 cm² biedt voldoende waterabsorptie en efficiënte verdamping

Specificaties

Ontwerp en afwerking

Kleur(en): Blauw

Gewicht en afmetingen

Productgewicht: 0,155 kg

Afmetingen van product (l x b x h):

157x200x200

Afmetingen van verpakking (l x b x h):

130x190x145 millimeter

Land van herkomst

Land van herkomst: China

